



ADJUTOR
DIFFERENTI PER PASSIONE

AUSILI

Antidecubito e postura



MODELLO

224

Rullo antidecubito per
tallone
ALBOLAND

DICITURA PER LA PRESCRIZIONE MEDICA

Rullo antidecubito per
tallone

RIF. INTERNO

CARATTERISTICHE

Applicato alla caviglia mantiene sollevato il tallone dal lenzuolo evitando così la piaga da decubito.

- Utilizzare un calzino sanitario. Non utilizzare a contatto diretto con la pelle.
- Poliuretano espanso.

DATI TECNICI

DIAMETRO INTERNO	cm 8
DIAMETRO ESTERNO	cm 21

ACCESSORI E AGGIUNTIVI

Classificazione dispositivo medico non invasivo di Classe I - Dispositivo conforme alla Direttiva CEE 93/42 come recepita dal D.Lgs 46/97 e s.m.e.i.