

AUSILI Cuscini antidecubito



MODELLO

Jay 3

Cuscino antidecubito posturale con fluidi

SUNRISE

RIF. INTERNO

DICITURA PER LA PRESCRIZIONE MEDICA

Cuscino antidecubito

CODICI NOMENCLATORE

18.09.39.015

CARATTERISTICHE

Sistema di seduta modulare. Redistribuzione eccellente della pressione. Stabilità posturale, ottima dispersione del calore e dell'umidità, comfort.

Caratteristiche:

- · Approccio modulare
- Personalizzazione del cuscino in base alle esigenze cliniche e alle preferenze dell'utente
- Base personalizzabile con avvallamento pelvico disponibile in tre dimensioni (tecnologia Optiwell™)
- Scelta tra due diverse tecnologie: a fluido e ad aria
- Due opzioni di inserto in fluido disponibili: standard e personalizzabile
- Due opzioni di inserto ad aria con tecnologia ROHO® DRY FLOATATION® disponibili: a valvola singola e a valvola doppia
- · Accessori per il posizionamento

Applicazioni cliniche:

- Utenti con rischio da elevato (versione stdandard) ad estremo (versione deep) rischio di piaghe da decubito con o senza gravi necessità posturali
- Significanti necessità posturali che richiedano stabilizzazione laterale, antero/posteriore e/o
- Utenti che potrebbero non riuscire a cambiare posizione o a spostare il peso in modo au-

DATI TECNICI

LARGHEZZA 30-60 PROFONDITA'TOTALE cm 30-60

ALTEZZA ANTERIORE cm 9,5 / 11 (Standard / Deep) cm 9,5 / 11 (Standard / Deep) ALTEZZA POSTERIORE

PORTATA MASSIMA 150 kg / 227 kg kg

In fluido: 1,7 / ad aria: 1,1 PESO MINIMO DEL PRODOTTO PESO MASSIMO DEL PRODOTTO In fluid: 4,5 / ad aria: 2,8

Base schiuma rigida + fluido JAY o inserto ad aria CUSCINO

ACCESSORI E AGGIUNTIVI

- · Guide per anche
- · Cunei adduttori
- Cunei abduttori
- Fluidi supplementari

Classificazione dispositivo medico non invasivo di Classe I - Dispositivo conforme alla Direttiva CEE 93/42 come recepita dal D.Lgs 46/97 e s.m.e.i.



