



**ADJUTOR**  
DIFFERENTI PER PASSIONE

## AUSILI

### Materassi antidecubito



#### MODELLO

Nausiflow 100 Auto  
Sistema antidecubito (materasso + compressore)  
NAUSICAA

#### DICITURA PER LA PRESCRIZIONE MEDICA

Sistema antidecubito

#### RIF. INTERNO

#### CODICI NOMENCLATORE

### CARATTERISTICHE

Il materasso antidecubito NAUSIFLOW è un materasso ad aria a 22 elementi intercambiabili. Gli elementi sono raccolti all'interno di una cover impermeabile e traspirante con alla base una lastra di gommapiuma di 4 cm. Equipaggiato con una sezione differenziata per i piedi (4 elementi) e una sezione statica per la testa (3 elementi), per aumentare il comfort dell'utilizzatore. La sua conformazione lo rende adatto per qualsiasi tipo di letto largo almeno 90 cm.

- Valvola CPR: sgonfia velocemente (meno di 20 secondi) la parte di materasso in corrispondenza del tronco dell'utilizzatore
- Cover impermeabile e traspirante rimovibile
- Elementi indipendenti in poliuretano su base di nylon
- Rimozione e applicazione veloce degli elementi tramite bottoni
- Modalità trasporto

### DATI TECNICI

DIMENSIONI	cm	17x85x200
ALTEZZA (ELEMENTI AD ARIA)	cm	13
ALTEZZA BASE SOTTO ELEMENTI	cm	4
PORTATA	kg	130
CLASSIFICAZIONE CRIB		5 (antibatterico e antimuffe)
COMPRESSORE:		
PRESSIONE ALTERNATA O CONTINUATA		
PORTATA	kg	130

### CARATTERISTICHE COMPRESSORE

Il compressore NAUSIFLOW 25 è studiato per prevenire un rischio molto alto di decubito e ulcere da pressione (fino a 4 stadio). E' possibile utilizzarlo in modalità alternata grazie al sistema di autoregolazione della pressione e ad un'ampia scelta di programmi automatici.

- Settaggio della pressione
- Palliative care mode: modalità statica autoregolata
- Allarme visivo e acustico di pressione insufficiente
- Indicatore della pressione richiesta
- Auto-gestione della modalità di seduta



Classificazione dispositivo medico non invasivo di Classe I - Dispositivo conforme alla Direttiva CEE 93/42 come recepita dal D.Lgs 46/97 e s.m.e.i.